

DIMED

DRAIN – STAR4

Apparecchiatura per la gestione dei liquidi organici in tutti i reparti ospedalieri e sale operatorie

LAVAGGIO AD ALTA DISINFEZIONE AUTOMATICA A CIRCUITO CHIUSO



A.DI.MED. s.a.s.
Via Cappuccini, 16
65023 CARAMANICO TERME (PE)
Tel. 085 - 922342

DIMED srl
Via Sommariva, 35
CARMAGNOLA (TO)
P.IVA 02221310044

tel 011.972.39.10
fax 011.972.39.17
e-mail info@dimedonline.com
www.dimedonline.com

VANTAGGI

Maggior sicurezza per il personale poiché evita il rischio di infezioni dovute al contatto con liquidi organici. Elimina qualsiasi possibilità di inquinamento dell'ambiente. Migliora la qualità del lavoro del personale addetto. Riduzione dei tempi di lavoro giornalmente impiegati. Risparmio su costi di smaltimento.

CICLI PROTOCOLLATI

1 ASPIRAZIONE 2 SCARICO 3 LAVAGGIO AD ALTA DISINFEZIONE AUTOMATICA

LAVAGGIO AD ALTA DISINFEZIONE AUTOMATICA A CIRCUITO CHIUSO



1



2

1. Filtro montato sul tubo di aspirazione sostituibile per non entrare in contatto con i residui o frustoli derivanti dagli interventi chirurgici

2. Filtro montato sulla carrozzeria esterna.

Il lavaggio automatico del Drain-Star è gestibile senza la supervisione dell'operatore.

A disposizione le cartucce monodose cod DS-ADM

Raccordi per la connessione alle sacche di degenza e al letto operatorio

A scelta il filtro in plastica (DS-Filt)



Neutralizzazione batterica dei liquidi biologici aspirati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura

Con ruote antistatiche (4)

Dimensioni

Serbatoio in plastica

Serbatoio **esterno** in plastica per autolavaggio

Regolatore velocità

Riempimento massimo

Peso a vuoto

Aspirazione

Capacità di aspirazione

Capacità di scarico

Allarmi

interamente in acciaio inox

Diametro ruote 125 mm, 2 con freno

110 x 55 x 45 cm.

Capacità 62 litri

Capacità 5 litri

Variabile per 4 velocità

Doppio sistema di sicurezza elettronico e meccanico

30 kg.

Continua, intermittente

da 4 a 10 l./min Alim. 12V 7A 1.4bar

25 l./min. Alim. 220V 0,3A

Sonoro di fine lavaggio, visivo aspirazione scarico, lavaggio da effettuare e in corso, corrente inserita, batteria carica/scarica, troppo pieno.

Compatibilità Elettromagnetica. Classe I tipo B


CE

A.B.I.M.E.D. s.r.l.

Via Cappuccini, 16

68030 CARAMANICO TERME (PD)

Tel. 083 - 922342



La consolle di comando è semplice ed intuitiva. Il serbatoio ha una serie di spie di livello che si accendono all'aumentare del liquido aspirato all'interno, dando un valore numerico, fino al raggiungimento dell'ultimo il quale interrompe il flusso. La freccia sotto il serbatoio indica lo scarico che si può effettuare solo con la corrente 220V inserita. La funzione lavaggio può essere effettuata al termine di ogni giornata lavorativa per garantire il corretto funzionamento del DRAIN-STAR4, del tubo di lavaggio, di scarico, del serbatoio e di ogni sua parte interna.